

Linde Integrated Valve – LIV®.

Das Wichtigste auf einen Blick.



- Vorteile**
- Gewichtsreduktion gegenüber herkömmlichen Stahlflaschen
 - Variable Floweinstellungen: Einstellungen von 0 bis 25 Liter/min
 - Permanente Fülldruckanzeige
 - Entnahmeanschlüsse: Schnellkupplung und Schlauchnippel
 - Ergonomisches Design: Tragegriffe, Einhängvorrichtung für Bettgestelle
 - Effizient und wirtschaftlich: LIV® ermöglicht maximale Ausschöpfung des Flascheninhaltes
 - Mobilität: Einsatz bei Verlegungen, vor Ort bei Unfällen
 - Serviceleistungen: Rückverfolgbarkeit, Schulungen u. a.
 - MR-kompatibel

LIV® verbindet alle oben genannten Charakteristika, welches für die Anwender eine erhebliche Entlastung in der Anwendung bedeutet.

LIV®-Größen

Produkt	Artikel-Nr.
2 l Alu mit LIV®, gefüllt mit CONOXIA®	2023.L239
5 l Alu mit LIV®, gefüllt mit CONOXIA®	2023.L539
10 l Alu mit LIV®, gefüllt mit CONOXIA®	2023.LX39

PanGas AG

Healthcare, Industriepark 10, CH-6252 Dagmersellen
 Telefon 0844 800 300, Fax 0844 800 301, www.pangas-healthcare.ch